



Sterile Container System

Einleitung
















Die Sterilcontainer Systeme ermöglichen eine systematische Organisation Ihres gesamten Sterilgutes. Die komfortable Handhabung und die Vielfalt unserer Container bietet Ihnen Sicherheit und Kontrolle in allen Anwendungsbereichen der Sterilgutversorgung. Lagerung, Transport und Entsorgung können mit unseren Containern perfekt organisiert werden. Unsere Sterilcontainer entsprechen den Anforderungen der Normen und Standards zur Sterilgutverpackung. Die Container sind hergestellt aus eloxiertem Aluminium und zeichnen sich somit durch geringes Gewicht und gutes Trocknungsverhalten aus.

Farbige Deckel und Kennzeichnungsschilder ermöglichen Ihnen eine genaue Kontrolle über Ihr Sterilgut. Durch unser umfangreiches Programm bieten wir Ihnen eine genaue Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Introduction

The sterilisation container systems allow you a systematic organisation of your entire instrument sterilisation. The comfortable handling and diversity of our containers gives you safety and control for your instrument sterilisation. Storage, transportation and disposal are perfectly organised with our containers. Our sterilisation container systems are conform to the international standard requirements. The sterilisation containers are made of anodised aluminium, have minimum weight and excellent drying properties. Colour-coded lids and identification labels enable you precise controlling of your instrument sterilisation. Any changes or adjustments in your requirements are no problem due to our extensive range of products.

Suitability of our sterile containers for steam sterilization procedures¹⁾ as per DIN 58953, part 9 (issue May 1987)

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc.to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre - vacuum procedure	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB - F)	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc.to DIN 58952 part I		+	+	+	+	+
			0	0	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc.to DIN 58952 part I		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	0
	Textiles in sterilization container with filter in bottom lid, not perforated acc.to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			-	0	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
	with valves (StB - V)	Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		-	0	+	+
			-	-	+	+	0
Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and not perforated			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾

Explanation of symbols : + applicable - not applicable 0 limited application

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures.

2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above.

3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after - drying effect.

Inhaltsverzeichnis / Index

Seite / Page

3	Einleitung / Preface
4	Tabelle / Table
6-7	Information / Information
9-13	1/1 Container und Siebkörbe / 1/1 Container and Wire Baskets
15-19	3/4 Container und Siebkörbe / 3/4 Container and Wire Baskets
21-25	1/2 Container und Siebkörbe / 1/2 Container and Wire Baskets
27-29	Großraumcontainer und Siebkörbe / Wide Body Container and Wire Baskets
31-33	Flat Container und Siebkörbe / Flat Container and Wire Baskets
34-35	Kleinsetcontainer / Mini Container
36	Dental Container
37	Implantat und Optikcontainer / Implant and Scopy Container
38-39	Entsorgungscontainer / Removal Container
40	Bürstencontainer / Brush Container
41-44	Zubehör / Accessories
45	Dauerfilter / Permanent Filter
46	Edelstahlsiebkörbe / Trays made of stainless steel
47	Silikonlagerungen / Silicon fixation



Wählen Sie zwischen unserem Standard-, und unserem Sicherheitsmodell.
Der Sicherheitsdeckel bietet zusätzlichen Schutz vor Kontaminierung bei Transport und Lagerung. Filter-, und Sicherheitsdeckel lassen sich nur bei geöffnetem Behälter trennen.

Choose between our standard and our model.
The safety lid protects against contamination during transportation and storage. The filter- and safety-lid can only be separated by complete opening of the container.





Die Verschlusslaschen sind in jeder Position arretierbar und bis 180° in den Deckel einschwenkbar.

The locking flaps are movable 180° on a pivot and can be secured in any position.



Die Filterhalterung ist mit einfachem Druck auf die Filtermitte einzusetzen, mit Druck auf die Lasche lösen Sie die Filterhalterung wieder.

The filter retainer is locked by pressing down in center of the filter. Opening the filter retainer by pressing the plate


1/1 Container 1/1 Size Containers



1/1 Size Container

Basic Model · Standard Modell

Boden ungelocht
Bottom non perforated



OS110.100
OS120.100
OS130.100
OS140.100
OS150.100
OS160.100

Gewicht · weight
2634 g



außen · outside	580 x 280 x 100 mm
innen · inside	550 x 265 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



OS111.100
OS121.100
OS131.100
OS141.100
OS151.100
OS161.100

Gewicht · weight
3156 g

OS110.135
OS120.135
OS130.135
OS140.135
OS150.135
OS160.135

Gewicht · weight
3129,5 g



außen · outside	580 x 280 x 135 mm
innen · inside	550 x 265 x 115 mm

OS111.135
OS121.135
OS131.135
OS141.135
OS151.135
OS161.135

Gewicht · weight
3244 g

OS110.150
OS120.150
OS130.150
OS140.150
OS150.150
OS160.150

Gewicht · weight
3219 g



außen · outside	580 x 280 x 150 mm
innen · inside	550 x 265 x 130 mm

OS111.150
OS121.150
OS131.150
OS141.150
OS151.150
OS161.150

Gewicht · weight
3382 g

OS110.200
OS120.200
OS130.200
OS140.200
OS150.200
OS160.200

Gewicht · weight
3429,5 g



außen · outside	580 x 280 x 200 mm
innen · inside	550 x 265 x 180 mm

OS111.200
OS121.200
OS131.200
OS141.200
OS151.200
OS161.200

Gewicht · weight
3738,5 g

OS110.260
OS120.260
OS130.260
OS140.260
OS150.260
OS160.260

Gewicht · weight
3919 g



außen · outside	580 x 280 x 260 mm
innen · inside	550 x 265 x 240 mm


OS111.260
OS121.260
OS131.260
OS141.260
OS151.260
OS161.260

Gewicht · weight
4272,5 g

1/1 Size Container

Safe Model · Sicherheitsmodell

Boden ungelocht
Bottom non perforated




OS112.100
OS122.100
OS132.100
OS142.100
OS152.100
OS162.100

Gewicht · weight
3486 g



außen · outside	580 x 280 x 100 mm
innen · inside	550 x 265 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



OS113.100
OS123.100
OS133.100
OS143.100
OS153.100
OS163.100

Gewicht · weight
4007,5 g

OS112.135
OS122.135
OS132.135
OS142.135
OS152.135
OS162.135

Gewicht · weight
3981,5 g



außen · outside	580 x 280 x 135 mm
innen · inside	550 x 265 x 115 mm

OS113.135
OS123.135
OS133.135
OS143.135
OS153.135
OS163.135

Gewicht · weight
4095,5 g

OS112.150
OS122.150
OS132.150
OS142.150
OS152.150
OS162.150

Gewicht · weight
4070,5 g



außen · outside	580 x 280 x 150 mm
innen · inside	550 x 265 x 130 mm

OS113.150
OS123.150
OS133.150
OS143.150
OS153.150
OS163.150

Gewicht · weight
4233 g

OS112.200
OS122.200
OS132.200
OS142.200
OS152.200
OS162.200

Gewicht · weight
4280 g



außen · outside	580 x 280 x 200 mm
innen · inside	550 x 265 x 180 mm

OS113.200
OS123.200
OS133.200
OS143.200
OS153.200
OS163.200

Gewicht · weight
4589 g

OS112.260
OS122.260
OS132.260
OS142.260
OS152.260
OS162.260

Gewicht · weight
4770,5 g



außen · outside	580 x 280 x 260 mm
innen · inside	550 x 265 x 240 mm


OS113.260
OS123.260
OS133.260
OS143.260
OS153.260
OS163.260

Gewicht · weight
5140 g


1/1 Size Container

Wannen und Deckel · Bottoms and Lids

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated



	außen · outside	innen · inside	
OS105.100	580 x 280 x 100 mm	550 x 262 x 84 mm	1923 g
OS105.135	580 x 280 x 135 mm	550 x 262 x 117 mm	2019 g
OS105.150	580 x 280 x 150 mm	550 x 262 x 132 mm	2108 g
OS105.200	580 x 280 x 200 mm	550 x 262 x 182 mm	2317 g
OS105.260	580 x 280 x 260 mm	550 x 262 x 244 mm	2808 g

	außen · outside	innen · inside	
OS106.100	580 x 280 x 100 mm	550 x 262 x 84 mm	2044 g
OS106.135	580 x 280 x 135 mm	550 x 262 x 117 mm	2132 g
OS106.150	580 x 280 x 150 mm	550 x 262 x 132 mm	2270 g
OS106.200	580 x 280 x 200 mm	550 x 262 x 182 mm	2627 g
OS106.260	580 x 280 x 260 mm	550 x 262 x 244 mm	2851 g

Deckel gelocht
Lid perforated



580 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid



	OS100.010
	OS100.020
	OS100.030
	OS100.040
	OS100.050
	OS100.060
	OS100.060


Gewicht · weight
1111 g

	OS103.010
	OS103.020
	OS103.030
	OS103.040
	OS103.050
	OS103.060
	OS103.060


Gewicht · weight
851,5 g

1/1 Size Container


Drahtsiebkörbe · Wire Basket



Siebkorb · Wire Basket		
OS190.030	485 x 255 x 30 mm	1108 g
OS190.050	485 x 255 x 50 mm	1112 g
OS190.070	485 x 255 x 70 mm	1176 g
OS190.100	485 x 255 x 100 mm	1289 g



Siebkorb · Wirebasket		
OS191.030	540 x 255 x 30 mm	1149 g
OS191.050	540 x 255 x 50 mm	1189 g
OS191.070	540 x 255 x 70 mm	1259 g
OS191.100	540 x 255 x 100 mm	1354 g



Zwischenboden · Wire Base		
OS193.0000	545 x 255 x 30 mm	729 g



Spannrahmen · Drape Retainer		
OS195.000	545 x 255 mm	



Einschlagtuch · Drape	
OS095.070	130 x 60 cm
OS095.080	140 x 100 cm
OS095.090	185 x 45 cm
OS095.100	185 x 60 cm


3/4 Container 3/4 Size Containers



3/4 Size Container

Standard Modell · Basic Model

Boden ungelocht
Bottom non perforated




	OS210.100
	OS220.100
	OS230.100
	OS240.100
	OS250.100
	OS260.100

Gewicht · weight
2268,5 g



außen · outside	465 x 280 x 100 mm
innen · inside	425 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	OS211.100
	OS221.100
	OS231.100
	OS241.100
	OS251.100
	OS261.100

Gewicht · weight
2503 g

	OS210.135
	OS220.135
	OS230.135
	OS240.135
	OS250.135
	OS260.135

Gewicht · weight
2549,5 g



außen · outside	465 x 280 x 135 mm
innen · inside	425 x 260 x 115 mm

	OS211.135
	OS221.135
	OS231.135
	OS241.135
	OS251.135
	OS261.135

Gewicht · weight
2715 g

	OS210.150
	OS220.150
	OS230.150
	OS240.150
	OS250.150
	OS260.150

Gewicht · weight
2620,5 g



außen · outside	465 x 280 x 150 mm
innen · inside	425 x 260 x 130 mm


	OS211.150
	OS221.150
	OS231.150
	OS241.150
	OS251.150
	OS261.150

Gewicht · weight
2718 g

3/4 Size Container

Sicherheitsmodell · Safe Model

Boden ungelocht
Bottom non perforated




	OS212.100
	OS222.100
	OS232.100
	OS242.100
	OS252.100
	OS262.100

Gewicht · weight
2980 g



außen · outside	465 x 280 x 100 mm
innen · inside	425 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	OS213.100
	OS223.100
	OS233.100
	OS243.100
	OS253.100
	OS263.100

Gewicht · weight
3213,5 g

	OS212.135
	OS222.135
	OS232.135
	OS242.135
	OS252.135
	OS262.135

Gewicht · weight
3260 g



außen · outside	465 x 280 x 135 mm
innen · inside	425 x 260 x 115 mm

	OS213.135
	OS223.135
	OS233.135
	OS243.135
	OS253.135
	OS263.135

Gewicht · weight
2425 g

	OS212.150
	OS222.150
	OS232.150
	OS242.150
	OS252.150
	OS262.150

Gewicht · weight
2975 g



außen · outside	465 x 280 x 150 mm
innen · inside	425 x 260 x 130 mm


	OS213.150
	OS223.150
	OS233.150
	OS243.150
	OS253.150
	OS263.150

Gewicht · weight
3561 g


3/4 Size Container

Wannen und Deckel · Bottoms and Lids

Boden ungelocht
Bottom non perforated




Boden gelocht
Bottom perforated



	außen · outside	innen · inside	
OS205.100	465 x 280 x 100 mm	425 x 262 x 85 mm	1396 g
OS205.135	465 x 280 x 135 mm	425 x 262 x 121 mm	1676 g
OS205.150	465 x 280 x 150 mm	425 x 262 x 135 mm	1792 g


	außen · outside	innen · inside	
OS206.100	465 x 280 x 100 mm	425 x 262 x 85 mm	1629 g
OS206.135	465 x 280 x 135 mm	425 x 262 x 121 mm	1842 g
OS206.150	465 x 280 x 150 mm	425 x 262 x 135 mm	1978 g

Deckel gelocht
Lid perforated



465 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid



	OS200.010
	OS200.020
	OS200.030
	OS200.040
	OS200.050
	OS200.060

Gewicht · weight
873 g

	OS203.010
	OS203.020
	OS203.030
	OS203.040
	OS203.050
	OS203.060


Gewicht · weight
710 g

3/4 Size Container

Drahtsiebkörbe · Wire Basket



Drahtsiebkorb · Wire Basket		
OS290.030	405 x 255 x 30 mm	972 g
OS290.050	405 x 255 x 50 mm	988 g
OS290.070	405 x 255 x 70 mm	1061 g
OS290.100	405 x 255 x 100 mm	1143 g



Zwischenboden · Wire Base		
OS293.030	405 x 255 x 30 mm	598 g



Spannrahmen · Drape Retainer	
OS295.000	405 x 255 mm



Einschlagtuch · Drape	
OS095.080	140 x 100 cm


1/2 Container 1/2 Size Containers



1/2 Size Container

Standard Modell · Basic Modell

Boden ungelocht
Bottom non perforated




OS310.100
OS320.100
OS330.100
OS340.100
OS350.100
OS360.100

Gewicht · weight
1744,5 g



außen · outside	285 x 280 x 100 mm
innen · inside	262 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



OS311.100
OS321.100
OS331.100
OS341.100
OS351.100
OS361.100

Gewicht · weight
1890,5 g

OS310.135
OS320.135
OS330.135
OS340.135
OS350.135
OS360.135

Gewicht · weight
1947 g



außen · outside	285 x 280 x 135 mm
innen · inside	262 x 260 x 116 mm

OS311.135
OS321.135
OS331.135
OS341.135
OS351.135
OS361.135

Gewicht · weight
2125 g

OS310.150
OS320.150
OS330.150
OS340.150
OS350.150
OS360.150

Gewicht · weight
1981 g



außen · outside	285 x 280 x 150 mm
innen · inside	262 x 260 x 132 mm

OS311.150
OS321.150
OS331.150
OS341.150
OS351.150
OS361.150

Gewicht · weight
2462,5 g

OS310.200
OS320.200
OS330.200
OS340.200
OS350.200
OS360.200

Gewicht · weight
2101 g



außen · outside	285 x 280 x 200 mm
innen · inside	262 x 260 x 182 mm

OS311.200
OS321.200
OS331.200
OS341.200
OS351.200
OS361.200

Gewicht · weight
2513,5 g

OS310.260
OS320.260
OS330.260
OS340.260
OS350.260
OS360.260

Gewicht · weight
2483,5 g



außen · outside	285 x 280 x 260 mm
innen · inside	262 x 260 x 238 mm


OS311.260
OS321.260
OS331.260
OS341.260
OS351.260
OS361.260

Gewicht · weight
2657,5 g

1/2 Size Container

Sicherheitsmodell · Safe Model

Boden ungelocht
Bottom non perforated




OS312.100
OS322.100
OS332.100
OS342.100
OS352.100
OS362.100

Gewicht · weight
2162,5 g



außen · outside	285 x 280 x 100 mm
innen · inside	262 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



OS313.100
OS323.100
OS333.100
OS343.100
OS353.100
OS363.100

Gewicht · weight
2309,5 g

OS312.135
OS322.135
OS332.135
OS342.135
OS352.135
OS362.135

Gewicht · weight
2351 g



außen · outside	285 x 280 x 135 mm
innen · inside	262 x 260 x 116 mm

OS313.135
OS323.135
OS333.135
OS343.135
OS353.135
OS363.135

Gewicht · weight
2466 g

OS312.150
OS322.150
OS332.150
OS342.150
OS352.150
OS362.150

Gewicht · weight
2394 g



außen · outside	285 x 280 x 150 mm
innen · inside	262 x 260 x 132 mm

OS313.150
OS323.150
OS333.150
OS343.150
OS353.150
OS363.150

Gewicht · weight
2583 g

OS312.200
OS322.200
OS332.200
OS342.200
OS352.200
OS362.200

Gewicht · weight
2560 g



außen · outside	285 x 280 x 200 mm
innen · inside	262 x 260 x 182 mm

OS313.200
OS323.200
OS333.200
OS343.200
OS353.200
OS363.200

Gewicht · weight
2785,5 g

OS312.260
OS322.260
OS332.260
OS342.260
OS352.260
OS362.260

Gewicht · weight
2930 g



außen · outside	285 x 280 x 260 mm
innen · inside	262 x 260 x 238 mm


OS313.260
OS323.260
OS333.260
OS343.260
OS353.260
OS363.260

Gewicht · weight
3069,5 g


1/2 Size Container

Wannen und Deckel · Bottoms and Lids

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated



	außen · outside	innen · inside	
OS305.100	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 82 mm	1096 g
OS305.135	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 120 mm	1284 g
OS305.150	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	1327 g
OS305.200	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 185 mm	1447 g
OS305.260	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 240 mm	1817 g


	außen · outside	innen · inside	
OS306.100	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 82 mm	1242 g
OS306.135	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 120 mm	1398 g
OS306.150	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	1471 g
OS306.200	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 185 mm	1672 g
OS306.260	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 240 mm	2000 g

Deckel gelocht
Lid perforated



285 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid



	OS300.010
	OS300.020
	OS300.030
	OS300.040
	OS300.050
	OS300.060

Gewicht · weight

654 g

	OS303.010
	OS303.020
	OS303.030
	OS303.040
	OS303.050
	OS303.060

Gewicht · weight

458 g

1/2 Size Container

Drahtsiebkörbe · Wire Baskets



Drahtsiebkorb · Wire Basket		
OS390.030	255 x 245 x 30 mm	637,5 g
OS390.050	255 x 245 x 50 mm	648,5 g
OS390.070	255 x 245 x 70 mm	691,5 g
OS390.100	255 x 245 x 100 mm	758,5 g



Zwischenboden · Wire Base		
OS393.000	258 x 258 x 30 mm	351 g



Spannrahmen · Drape Retainer	
OS395.000	255 x 255 mm




Einschlagtuch · Drape	
OS095.040	90 x 60 cm
OS095.050	90 x 80 cm
OS095.060	130 x 45 cm
OS095.070	130 x 60 cm

Großraum Container Wide Body Containers



Großraum Container · Wide Body Container

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Grey	OS110.62
Yellow	OS120.62
Red	OS130.62
Blue	OS140.62
Green	OS150.62
Black	OS160.62

Gewicht · weight
3857 g



outside	600 x 400 x 120 mm
inside	550 x 350 x 100 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



Grey	OS111.62
Yellow	OS121.62
Red	OS131.62
Blue	OS141.62
Green	OS151.62
Black	OS161.62

Gewicht · weight
4101 g




outside	600 x 400 x 180 mm
inside	550 x 350 x 160 mm

Grey	OS110.68
Yellow	OS120.68
Red	OS130.68
Blue	OS140.68
Green	OS150.68
Black	OS160.68


Gewicht · weight
4043,5 g

Grey	OS111.68
Yellow	OS121.68
Red	OS131.68
Blue	OS141.68
Green	OS151.68
Black	OS161.68

Gewicht · weight
4581,5 g



Drahtsiebkorb · Wire Basket	
OS190.55	470 x 337 x 51 mm




Drahtsiebkorb · Wire Basket	
OS191.60	533 x 337 x 101 mm


Großraum Container · Wide Body Container

Wannen und Deckel · Bottoms and Lids

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated









	außen · outside	innen · inside	
OS105.62	600 x 400 x 120 mm	550 x 350 x 100 mm	2189 g
OS105.68	600 x 400 x 180 mm	550 x 350 x 160 mm	2375 g

	außen · outside	innen · inside	
OS106.62	600 x 400 x 120 mm	550 x 350 x 100 mm	2431 g
OS106.68	600 x 400 x 180 mm	550 x 350 x 160 mm	2911 g

Deckel gelocht
Lid perforated



600 x 400 mm

	OS100.51
	OS100.52
	OS100.53
	OS100.54
	OS100.55
	OS100.56

Gewicht · weight
1668 g


Andere Container Other Containers



Flat Container

Container und Wannen · Container and Bottoms

Boden ungelocht
Bottom non perforated




Grey	OS310.050
Yellow	OS320.050
Red	OS330.050
Blue	OS340.050
Green	OS350.050
Black	OS360.050

Gewicht · weight
1285 g



außen · outside	285 x 280 x 55 mm
innen · inside	270 x 270 x 33 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



Grey	OS310.080
Yellow	OS320.080
Red	OS330.080
Blue	OS340.080
Green	OS350.080
Black	OS360.080

Gewicht · weight
1377 g



außen · outside	600 x 400 x 180 mm
innen · inside	550 x 350 x 160 mm

Grey	OS311.080
Yellow	OS321.080
Red	OS331.080
Blue	OS341.080
Green	OS351.080
Black	OS361.080


Gewicht · weight
1529 g

Boden ungelocht
Bottom non perforated



	außen · outside	innen · inside	
OS305.050	285 x 280 x 55 mm	270 x 270 x 33 mm	611 g
OS305.080	285 x 280 x 85 mm	270 x 270 x 64 mm	703 g


Boden gelocht
Bottom perforated









	außen · outside	innen · inside	
OS306.080	285 x 280 x 85 mm	270 x 270 x 64 mm	857 g

Flat Container

Deckel und Zubehör · Lids and Accessories




	OS304.010
	OS304.020
	OS304.030
	OS304.040
	OS304.050
	OS304.060


Gewicht · weight
674 g




Spannrahmen · Drape Retainer	
OS395.000	255 x 255 mm



Drahtsiebkorb · Wire Basket	
OS390.030	255 x 245 x 30 mm
OS390.050	255 x 245 x 50 mm



Zwischenboden · Wire Base		
OS393.000	245 x 255 x 30 mm	351 g




Silikonmatte · Silicone Mat	
OS851.000	245 x 245 mm



Einschlagtuch · Drape	
OS095.040	90 x 60 cm
OS095.050	90 x 80 cm

Mini Container

Kleinsetcontainer · Mini Container




OS410.040
OS420.040
OS430.040
OS440.040
OS450.040
OS460.040

Gewicht · weight
510,5 g



außen · outside	300 x 140 x 40 mm
innen · inside	280 x 130 x 27 mm



OS411.040
OS421.040
OS431.040
OS441.040
OS451.040
OS461.040

Gewicht · weight
589 g



außen · outside	300 x 140 x 70 mm
innen · inside	280 x 130 x 55 mm

OS410.070
OS420.070
OS430.070
OS440.070
OS450.070
OS460.070

Gewicht · weight
567 g

OS411.070
OS421.070
OS431.070
OS441.070
OS451.070
OS461.070

Gewicht · weight
630 g




außen · outside	300 x 140 x 100 mm
innen · inside	280 x 130 x 84 mm

OS410.100
OS420.100
OS430.100
OS440.100
OS450.100
OS460.100

Gewicht · weight
625,5 g

OS411.100
OS421.100
OS431.100
OS441.100
OS451.100
OS461.100


Gewicht · weight
625 g




Mini Siebkorb · Mini Wire basket		
OS490.050	265 x 120 x 45 mm	251 g

Mini Container

Wannen, Deckel und Zubehör- Bottoms, Lids and Accessories




	außen · outside	innen · inside	
OS405.040	300 x 140 x 40 mm	280 x 130 x 27 mm	190 g
OS405.070	300 x 140 x 70 mm	280 x 130 x 55 mm	241 g
OS405.100	300 x 140 x 100 mm	280 x 130 x 84 mm	305 g



	außen · outside	innen · inside	
OS406.040	300 x 140 x 40 mm	280 x 130 x 27 mm	258 g
OS406.070	300 x 140 x 70 mm	280 x 130 x 55 mm	304 g
OS406.100	300 x 140 x 100 mm	280 x 130 x 84 mm	326 g

Deckel gelocht
Lid perforated



	OS400.010
	OS400.020
	OS400.030
	OS400.040
	OS400.050
	OS400.060

Gewicht · weight
325,5 g



Spannrahmen · Drape Retainer	
OS495.000	280 x 125 mm




Silikonmatte · Silicone Mat	
OS850.000	270 x 125 mm



Einschlagtuch · Drape	
OS095.010	60 x 40 cm

Dental Container

Container, Wannen, Deckel und Zubehör · Container, Bottoms, Lids and Accessories



OS510.040

Gewicht · weight
783 g

OS510.060

Gewicht · weight
862 g

OS510.130



Gewicht · weight
1022 g



outside	310 x 190 x 40 mm
inside	280 x 182 x 35 mm

outside	310 x 190 x 65 mm
inside	280 x 182 x 55 mm

outside	310 x 190 x 130 mm
inside	280 x 182 x 124 mm



	outside	inside	
OS506.040	310 x 190 x 40 mm	280 x 182 x 35 mm	341 g
OS506.060	310 x 190 x 65 mm	280 x 182 x 55 mm	415 g
OS506.130	310 x 190 x 130 mm	280 x 182 x 124 mm	570 g

Deckel · Lid		
OS500.010	310 x 190 mm	417 g
OS500.020	310 x 190 mm	418 g



Spannrahmen · Drape Retainer	
OS595.000	310 x 190mm



Einschlagtuch · Drape	
OS095.010	60 x 40 cm
OS095.020	65 x 65 cm
OS095.030	85 x 85 cm

Implant Container · Implantat Container

Deckel gelocht · Boden ungelocht (kein Filter)
Lid perforated · Bottom perforated (non Filter)



OS612.070
OS622.070
OS632.070
OS642.070
OS652.070
OS662.070

außen · outside	500 x 155 x 75 mm
innen · inside	495 x 155 x 75 mm

Gewicht · weight
654 g

OS610.060
OS620.060
OS630.060
OS640.060
OS650.060
OS660.060






außen · outside	500 x 155 x 75 mm
innen · inside	495 x 155 x 75 mm

Gewicht · weight
368 g

Optik Container · Scopy Containers

Deckel gelocht · Boden gelocht (kein Filter)
Lid perforated · Bottom perforated (non Filter)



OS600.020


outside	450 x 70 x 70 mm
inside	450 x 70 x 60 mm

Gewicht · weight
302 g

OS600.010

outside	250 x 60 x 50 mm
inside	250 x 55 x 50 mm

Gewicht · weight
152 g



Siebkorb für 1 Endoskop mit Fixierungselement Tray for 1 scope with fixation		
OS600.030	290 x 80 x 55 mm	

Siebkorb für 1 Endoskop mit Fixierungselement Tray for 1 scope with fixation		
OS600.040	465 x 80 x 55 mm	


Entsorgungscontainer · Removal Container

Container und Wannen · Container and Bottoms



Grey	OS315.100
Yellow	OS325.100
Red	OS335.100
Blue	OS345.100
Green	OS355.100
Black	OS365.100

Deckel und Boden ungelocht
Lid and Bottom non perforated



außen · outside	285 x 280 x 100 mm
innen · inside	262 x 260 x 82 mm

Gewicht · weight
1677 g



Grey	OS315.150
Yellow	OS325.150
Red	OS335.150
Blue	OS345.150
Green	OS355.150
Black	OS365.150

außen · outside	285 x 280 x 150 mm
innen · inside	262 x 260 x 132 mm

Gewicht · weight
1929 g




Grey	OS115.150
Yellow	OS125.150
Red	OS135.150
Blue	OS145.150
Green	OS155.150
Black	OS165.150

außen · outside	580 x 280 x 150 mm
innen · inside	548 x 258 x 130 mm

Gewicht · weight
2883 g

Boden ungelocht
Bottom non perforated



OS105.150	580 x 280 x 150 mm	2108 g
-----------	--------------------	--------



OS305.100	285 x 280 x 150 mm	1096 g
OS305.150	285 x 280 x 150 mm	1327 g

Entsorgungscontainer · Removal Container

Deckel · Lids

Deckel ungelocht
Lid non perforated



285 x 280 mm

	OS302.010
	OS302.020
	OS302.030
	OS302.040
	OS302.050
	OS302.060

Gewicht · weight

458 g

Deckel ungelocht
Lid non perforated



580 x 280 mm

	OS102.010
	OS102.020
	OS102.030
	OS102.040
	OS102.050
	OS102.060

Gewicht · weight

875 g

Container für Bürsten · Brush Container

Edelstahl und Aluminium · Stainless Steel and Aluminium




OS882.000

Brush container. For 20 brushes
240 x 275 x 70 mm
Stainless steel
Brushes are taken out by rotating the handle under the container.
Containers are supplied together with wall mounting fixtures

OS880.100
OS880.110
OS880.120
OS880.130
OS880.140

Brush container. For 20 brushes
240 x 275 x 70 mm
Aluminium
Brushes are taken out by rotating the handle under the container.
Containers are supplied together with wall mounting fixtures

Zubehör Accessories



Zubehör · General Accessories

Filter, Indikatoren und Kennzeichnung · Filters, Indicators and Labels



OS800.000
Disposable Paper Filter
VE 100 St.
Für Container
1/1, 3/4 und 1/2
Pack of 100
For 1/1, 3/4 and
Half Size Containers



OS800.010
Textilfilter
Für Container
1/1, 3/4 und 1/2
Single textile
For 1/1, 3/4 and
Half Size Containers



OS802.000
Disposable Paper Filter
Pack of 100
For Mini Containers
OS804.000
100 Pcs/Package
for Dental Containers



OS802.010
Textilfilter / Single textil
For Mini Containers
OS804.010
Textilfilter / Single textil
for Dental Containers



OS810.000
Pack of 100
Indikatorschilder · Paper label with indicator
For 1/1, 3/4 and Half Size Containers



OS812.000
Pack of 100
Indikatorschilder · Paper label with indicator
For Mini and Dental Containers



Filterhalterung · filter tray
OS809.000 For Paper Filter
OS809.010 For Textile Filter




OS801.000
Spender für Einmalfilter
Filter Dispenser



OS819.000
Sicherheitssiegel
Plastic Security Seal
Pack of 100



OS829.000
Sortiermagazin für Kennzeichnungsschilder
Dispenser for identification labels



Grey	OS820.010
Yellow	OS820.020
Red	OS820.030
Blue	OS820.040
Green	OS820.050
Black	OS820.060
Purple	OS820.070
Orange	OS820.080


Kennzeichnungsschilder mit oder ohne
Beschriftung, max. 16 Buchstaben
Coloured identification labels. Printed to your
specification, max.16 letters

Zubehör · General Accessories


Silikonmatten und Fixierklemmen · Silicon mats and fixation clamps



OS850.000	270 x 125 mm
-----------	--------------



OS851.000	245 x 245 mm
-----------	--------------



OS852.000	220 x 230 mm
OS852.100	380 x 230 mm
OS852.200	440 x 230 mm
OS852.300	520 x 230 mm



OS849.200
24 x 28 x 25
ø 7 - 12 mm



OS849.210
24 x 28 x 29
ø 12 - 16 mm



OS849.220
24 x 28 x 31
ø 16 - 26 mm



OS849.230
24 x 28 x 40
ø 26 - 36 mm



OS849.240
24 x 28 x 44
ø 36 - 45 mm



OS849.000
50 x 20 x 12 mm



OS849.010
65 x 20 x 20 mm



Zubehör · Accessories

Komponenten · Components



OS830.010
Haltestift für Trennbleche
Holding Pin for Partition Sheets



OS830.000
Haltestifte für Instrumente
Holding Pin for Wire Baskets



Trennbleche · Sheets	
OS831.050	50 x 20 mm
OS831.130	130 x 20 mm
OS831.220	225 x 20 mm
OS831.460	460 x 20 mm



Schiene für Gleitschieber
Sliding Rails with Securing Screws
OS841.000 230 mm
OS841.010 470 mm



OS842.000 230 mm
OS842.010 470 mm
Anschlagrahmen
Limiting Bar with Securing Screws



OS840.000
Gleitschieber
Divider, to be used
with OS841.000



OS845.000
Spiralfeder Haltevorrichtung
Spiral Holding



OS847.000
Doppel-Spiralfeder Haltevorrichtung
Double Spiral Holding


Dauerfilter · Permanent Filter



OS800.020
Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für 1/1, 3/4 und 1/2 Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for 1/1, 3/4 and 1/2 Container



OS804.020
Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für Dental Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for Dental Container




OS802.020
Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für Mini Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for Mini Container


Siebkörbe aus Edelstahl · Baskets from stainless steel

Siebkörbe aus Edelstahl mit oder ohne Deckel
Sondergrößen auf Anfrage

Baskets from stainless Steel with or without lid
Special sizes on inquiry



OSS590.050	Siebkorb aus Edelstahlblech 267 x 173 x 34 mm
OSS490.050	Siebkorb aus Edelstahlblech 271 x 117 x 50 mm
OSS390.030	Siebkorb aus Edelstahlblech 243 x 253 x 30 mm
OSS390.050	Siebkorb aus Edelstahlblech 243 x 253 x 50 mm
OSS390.070	Siebkorb aus Edelstahlblech 243 x 253 x 70 mm
OSS390.100	Siebkorb aus Edelstahlblech 243 x 253 x 100 mm
OSS290.030	Siebkorb aus Edelstahlblech 405 x 253 x 30 mm
OSS290.050	Siebkorb aus Edelstahlblech 405 x 253 x 50 mm
OSS290.070	Siebkorb aus Edelstahlblech 405 x 253 x 70 mm
OSS290.100	Siebkorb aus Edelstahlblech 405 x 253 x 100 mm
OSS190.030	Siebkorb aus Edelstahlblech 485 x 253 x 30 mm
OSS190.050	Siebkorb aus Edelstahlblech 485 x 253 x 50 mm
OSS190.070	Siebkorb aus Edelstahlblech 485 x 253 x 70 mm
OSS190.100	Siebkorb aus Edelstahlblech 485 x 253 x 100 mm
OSS191.030	Siebkorb aus Edelstahlblech 540 x 253 x 30 mm
OSS191.050	Siebkorb aus Edelstahlblech 540 x 253 x 50 mm
OSS191.070	Siebkorb aus Edelstahlblech 540 x 253 x 70 mm
OSS191.100	Siebkorb aus Edelstahlblech 540 x 253 x 100 mm
OSS590.000	Deckel zu Siebkorb 265 x 175 mm mit Verschuß
OSS490.000	Deckel zu Siebkorb 271 x 117 mm mit Verschuß
OSS390.000	Deckel zu Siebkorb 243 x 253 mm mit Verschuß
OSS290.000	Deckel zu Siebkorb 405 x 253 mm mit Verschuß
OSS190.000	Deckel zu Siebkorb 485 x 253 mm mit Verschuß
OSS191.000	Deckel zu Siebkorb 540 x 253 mm mit Verschuß



Zwischenboden für Edelstahlsiebkorb, für alle Siebkorbgrößen lieferbar
Wire base for baskets, available for all sizes



Silikonlagerungen

Silikonlagerungen schützen Ihre Instrumente während der Sterilisation, dem Transport und der Lagerung. Die Einteilung Ihres Sets ist flexibel. Wir gestalten das Instrumentarium im Siebkorb nach Ihren Wünschen.

Silicone fixation

The silicone fixation protects your instruments during transportation, sterilisation and storage. The partitioning of the instruments is flexible and can be adapted to suit your specific requirements.
